

MACHEREY-NAGEL

ALCHEM[®]

Szybkie testy dla przemysłu mleczarskiego

SZYBKIE TESTY

Zapytaj o
**SPECJALNĄ
ZNIŻKĘ!**



Szybkie testy paskowe

- Szybkie wyniki
- Łatwe w użyciu
- Dokładne odczyty



Dokładne
odczyty z
QUANTOFIX[®]
Relax

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



MN Dip & Read: Testy paskowe dla przemysłu mleczarskiego

Przemysł mleczarski wykorzystuje testy paskowe jako łatwe narzędzie w kontroli jakości. Testy Dip & Read dostarczają cennych informacji dla gospodarstw mleczarskich i przemysłu mleczarskiego. Paski testowe do wykrywania nadtlenu czy kwasu nadoctowego pozwalają określić, czy środki dezynfekujące zostały w pełni wypłukane przed wypełnieniem opakowań. Procesy ogrzewania mleka są łatwe do sprawdzenia poprzez użycie testów paskowych wykrywających enzymy fosfatazy oraz peroksydazy.



Product information

Product	Zastosowanie	Zakres	Nr Kat.
QUANTOFIX® Nadtlenki 25*	<ul style="list-style-type: none"> Wykrywa ślady nadtlenu od 0.5 mg/L Paski mogą być przechowywane w temp. pokojowej Ochrona przed fałszywie dodatnimi wynikami 	0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H ₂ O ₂	91319
QUANTOFIX® Kwas nadoctowy 50*	<ul style="list-style-type: none"> Specyficzny dla kwasu nadoctowego Brak zakłóceń ze strony nadtlenu w trakcie reakcji Paski mogą być przechowywane w temp. pokojowej 	0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 mg/L kwas nadoctowy	91340
Fosfataza MI	<ul style="list-style-type: none"> Wykrywanie fosfatazy alkalicznej w mleku Łatwa kontrola procesu pasteryzacji Łatwa procedura zanurzenia i odczytu wyniku 	Limit detekcji: 300 U/L fosfatazy alkalicznej w mleku UHT	90612
Peroksydaza MI	<ul style="list-style-type: none"> Wykrywanie laktoperoksydazy w mleku Łatwa kontrola jakości mleka w wysokiej temperaturze Bezwonny i nietoksyczny 	Limit detekcji: 3% of raw w mleku UHT	90627
pH-Fix 2.0–9.0*	<ul style="list-style-type: none"> Zawsze gotowy do użycia Paleta kolorów umożliwiająca dokładny odczyt Wiarygodne wyniki już w kilka sekund 	pH 2.0 · 2.5 · 3.0 · 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0	92118
Others			
WATOR	Dystrybucja wody w buforze dla łatwej oceny jakości		90610
Papier do badania wymion	Łatwy wskaźnik zapalenia sutka		90748
QUANTOFIX® Nadtlenki 1000*	Wykrywa poziom nadtlenu aż do 1000 mg/L		91333
QUANTOFIX® Wapń	Łatwe wykrycie wapnia w mleku w zakresie 10 – 100 mg/L		91324
QUANTOFIX® Chlor*	Wykrywanie śladowych ilości całkowitego chloru do 0.1 mg/L		91339

* Testy te są kompatybilne z urządzeniem QUANTOFIX® Relax

QUANTOFIX® Relax nr kat. 91346

Przyrząd QUANTOFIX® Relax służy do automatycznego czytania testów paskowych QUANTOFIX®. Wystarczy umieścić pasek na adapterze i w kilka sekund otrzymuje się precyzyjne i wiarygodne wyniki, które są drukowane, zapisane i gotowe do przeniesienia na komputer. Jest to idealne rozwiązanie pomocne w zarządzaniu jakością.

QUANTOFIX® Relax – dla łatwych i wiarygodnych procedur Kontroli Jakości

- Najwyższa precyzja
- Wiarygodne wyniki
- Łatwe zarządzanie wynikami



Alchem Grupa sp. z o.o.
Polna 21 · 87-100 Toruń
T: 56 655 05 49 · F: 56 623 41 04
M: alchem@alchem.com.pl

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



Management System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 0000056401

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valenciener Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com