

MACHEREY-NAGEL

**ALCHEM**<sup>®</sup>

# Testy paskowe dla przemysłu spożywczego

SZYBKIE TESTY



%  
% Zapytaj o  
SPECJALNĄ  
% ZNIŻKĘ!  
%

Szybkie i proste w zastosowaniu

- Miarodajne wyniki
- Efektywna kontrola



Dokładne  
odczyty z  
**QUANTOFIX<sup>®</sup>**  
Relax

**MACHEREY-NAGEL**











[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)



## MN Dip & read: testy paskowe dla przemysłu spożywczego

Wysoka jakość oraz bezpieczeństwo Konsumentów stanowią fundamentalny aspekt w procesach produkcji żywności. Firma MN oferuje szeroką gamę pasków testowych, które można wykorzystać do weryfikacji wysokiej jakości produktów oraz bezpieczeństwa urządzeń i zakładów produkcyjnych. Testy paskowe dają szybkie wyniki, są łatwe w użyciu i niezawodne. Dzięki nim, produkty i procesy są jednocześnie bezpieczne i wydajne.

### Product information

Test	Product	Zastosowanie	Zakres	Nr kat.
	QUANTOFIX® Nadtlenki 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wiarygodne wykrycie pozostałości nadtlenków</li> <li>Mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej</li> <li>Dokładne wyniki w 15 sekund</li> </ul>	0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	91319
	QUANTOFIX® Siarczyny	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siarczyny w żywności mogą wywoływać reakcje alergiczne</li> <li>Badania na obecność siarczynów w żywności poddanej działaniu konserwantów na bazie siarki</li> </ul>	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	91306
	QUANTOFIX® Kwas nadoctowy 2000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Specyficzny dla kwasu nadoctowego</li> <li>Brak zakłóceń ze strony nadtlenków w trakcie pomiaru</li> <li>Wykrywa poziom mocy środka dezynfekcyjnego aż do 2000 mg/L</li> </ul>	0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 mg/L kwas nadoctowy	91342
	pH-Fix 2.0-9.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zawsze gotowy do użycia</li> <li>Paleta kolorów umożliwiająca dokładny odczyt</li> <li>Wiarygodne wyniki już w kilka sekund</li> </ul>	pH 2.0 · 2.5 · 3.0 · 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0	92118
	QUANTOFIX® Kwas askorbinowy (Witamina C)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Witamina C jest ważna i wskazana w żywności</li> <li>Jest stosowana jako stabilizator i środek redukujący</li> <li>Wiarygodne wyniki już w 45 sekund</li> </ul>	0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 500 · 1000 · 2000 mg/L Witamin C	91314
	QUANTOFIX® Azotany / Azotyny	<ul style="list-style-type: none"> <li>Występuje w wielu produktach spożywczych</li> <li>Wysoka dawka ma negatywne skutki na zdrowie</li> <li>Wiarygodne wyniki już w 60 sekund</li> </ul>	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 mg/L NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/L NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	91313
<b>Others</b>				
	Peroksydaza KO	Szybkie i łatwe wykrywanie peroksydazy w żywności		90606
	Papierki pH PHENANON	Łatwe oznaczanie pH w barwnych roztworach		904...
	QUANTOFIX® Cyjanki	Wiarygodne oznaczenie cyjanków, zwłaszcza w produkcji brandy owocowej		91318
	INDIPRO	Wykrywanie pozostałości białek na sprzęcie i powichrzeniach roboczych		90765

### QUANTOFIX® Relax

REF 91346

Przyrząd QUANTOFIX® Relax służy do automatycznego czytania testów paskowych QUANTOFIX®. Wystarczy umieścić pasek na adapterze i w kilka sekund otrzymuje się precyzyjne i wiarygodne wyniki, które są drukowane, zapisane i gotowe do przeniesienia na komputer. Jest to idealne rozwiązanie pomocne w zarządzaniu jakością.

### QUANTOFIX® Relax – dla łatwych i wiarygodnych procedur Kontroli Jakości

- Najwyższa precyzja
- Wiarygodne wyniki
- Łatwe zarządzanie wynikami

# ALCHEM®

Alchem Grupa sp. z o.o.  
Polna 21 · 87-100 Toruń  
T: 56 655 05 49 · F: 56 623 41 04  
M: alchem@alchem.com.pl

Zapytaj o  
SPECJLNA  
ZNIŻKĘ!



Testy te nadają się do wykrywania za pomocą QUANTOFIX® Relax

© Erwin Wodicka – fotolia.com  
KATPL100095 Flyer Dip and Read Food pl&a

www.mn-net.com

## MACHEREY-NAGEL



Management System  
EN ISO 13485:2016  
ISO 9001:2015



www.tuv.com  
ID 0000056401

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com