

Szafy bezpieczeństwa kombinowane KEMFIRE® TYP 90

Szafy bezpieczeństwa kombinowane z systemem wentylacji do przechowywania chemikaliów, kwasów i zasad oraz substancji łatwopalnych zgodnie z normą EN 14470-1, EN 61010-1, EN 16121, EN 16122



ODPORNOŚĆ OGNIOWA "TYP 90" - 90 minut

CERTYFIKACJA TÜV

KEMFIRE® 600 A TYPE A



Wymiary zewnętrzne: 595x510x1670 mm
 Wymiary wew.: 510x474x924 + 430x395x537 mm
 Waga: 185 kg

KEMFIRE® 1100 A TYPE A



Wymiary zewnętrzne: 1100x510x1670 mm
 Wymiary wew.: 490+490x465x1020 + 935x395x445 mm
 Waga: 300 kg

Wykonanie ze stali ocynkowanej i ocynkowanej elektrolitycznie 10/10 mm malowanej epoksydowymi kwasoodpornymi farbami. Zewnętrzna monolityczna konstrukcja całkowicie zamknięta. Nowy system z podwójnymi obudowami, wewnętrzna i zewnętrzna. Naklejki "Niebezpieczeństwo" dla żrących, szkodliwych i toksycznych produktów w komorze chemicznej oraz naklejki ostrzegawcze "Zakaz palenia" i "Ogień" na komorze łatwopalnej zgodnie z normami europejskimi DIN 4844 i ISO 3864. "Kluczowa blokada z wyjmowanym cylindrem. Połączenie z obszarem do rozładowania akumulacji statycznej. Półki w kształcie tacek regulowane na wysokość z wanną dolną. Lampka ON / OFF. Zamknięcie drzwi za pomocą urządzenia termicznego w temperaturze 50 ° C. Nie elektryczne. Zawory bezpieczeństwa z certyfikatem mechanicznym z automatycznym zamknięciem w temperaturze 70 ± 10 ° C. Opatentowany zamek bezpieczeństwa Ignis-lock®. Króciec przyłączeniowy Ø 100 mm

GÓRNA KOMORA 2 półki regulowane na wysokość (2 na każdy przedział) wykonane Pojemność półki ok.7 litrów. Aktywny filtr węglowy Carbox® umieszczony w szafce, łatwy do wymiany. Zabezpieczony elektrycznie aspirator elektromagnetyczny IMQ IPX4 wykonany z polimeru klasy V0, zapewniający najwyższy poziom samo gaszenia, zgodnie z normami EN 60335-1, EN 60335-2-80 i EN 50366.

DOLNA KOMORA Do przechowywania substancji łatwo palnych. Test ogniowy przeprowadzany w akredytowanych laboratoriach zgodnie z EN 1363-1: 1999 i UNI EN 1363-1: 2001. Nowa izolacja ognioodporna wykonana z wysoce odpornego na ogień materiału, całkowicie ekologiczna. Ładowność około 80kg.

| Nazwa | Kod katalogowy |
|--|----------------|
| Szafa bezpieczeństwa KEMFIRE 600A na kwasy, zasady oraz substancje łatwopalne 595x510x1670mm | 992-KF006A |
| Szafa bezpieczeństwa KEMFIRE 1100A na kwasy, zasady oraz substancje łatwopalne 1100x510x1670mm | 992-KF011A |