

## Szafy bezpieczeństwa T30 - SAFETYBOX® FLAMMABLES

Do przechowywania substancji płynnych i łatwopalnych zgodnie z normami EN 14470-1, EN16121, EN 16122.



**ODPORNOŚĆ OGNIOWA "TYP 30" - 30 minut**

**CERTYFIKACJA TÜV**

### SAFETYBOX AC 1200 T30



### SAFETYBOX AC 600 T30



### MINIBOX



Do przechowywania  
4 butli 2,5L

Wymiar:

Zewnętrzny 1180x640x1985 mm  
 Wewnętrzny 1015x445x1685 mm  
 Waga 415 Kg

680x640x1985 mm  
 515x445x1685 mm  
 275 Kg

400x400x445 mm  
 305x305x335 mm  
 35 Kg

**Szafy SAFETYBOX odporność ogniowa 30 minut** wykonanie ze stali 10/10mm malowanej proszkowo farbą epoksydową, monolityczna zewnętrzna konstrukcja całkowicie uszczelniona, ekologiczna izolacja, wnętrze odporne na korozję i zarysowania, 3 półki stalowe (kształt kuwety) o regulowanej wysokości, malowane proszkowo farbą epoksydową chemicznie odporną, dolna wanna, system automatycznego zamykania drzwi po przekroczeniu +50C wewnątrz szafy, łatwa w transporcie wózkiem paletowym, zewnętrzna blokada IGNIS-LOCK® zabezpieczająca drzwi przed otwarciem na wypadek ognia, system naturalnej wentylacji wyposażony w 2 zawory bezpieczeństwa (na górze i na dole) automatycznie zamykające przepływ powietrza przy przekroczeniu temp. >70C, króciec do podłączenia wentylacji fi 100mm, pojemność 1 półki 14L/7L, obciążenie max 80kg, pojemność wanny dolnej 40L/20L, nóżki z poziomowaniem, zawiasy anty iskrowe na zewnątrz.

Nazwa	Kod Katalogowy
Szafa bezpieczeństwa (ogniotrwała) SAFETYBOX AC 1200 T30 1180x640x1985mm	992-FL012T30
Szafa bezpieczeństwa (ogniotrwała) SAFETYBOX AC 600 T30 680x640x1985mm	992-FL006T30
Szafka bezpieczeństwa (ogniotrwała) MINIBOX T30 400x400x445 mm	992-FL004T30