

# Wagi Semi-Micro

## Seria Explorer®



### Stworzone do zaawansowanych, profesjonalnych zastosowań

- Doskonały w zastosowaniach wymagających wysokiej precyzji
- Intuicyjne oprogramowanie i nowoczesne funkcje usprawniają obsługę
- Pomysłowa konstrukcja ułatwia praktyczne wykorzystanie urządzenia

#### Funkcje

Ważenie (16 jednostek + 3 jednostki użytkownika), ważenie procentowe, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt/dynamiczne, dopełnianie, sumowanie, recepturowanie, ważenie różnicowe, pomiar gęstości, zapamiętywanie wskazania maksymalnego, kalibracja pipet, ważenie brutto/netto/tara

#### Wyświetlacz

Kolorowy wyświetlacz dotykowy VGA o przekątnej 5.7" (145mm) i wysokiej rozdzielczości, z numeryczną klawiaturą QWERTY oraz z graficznym wskaźnikiem zakresu ważenia

#### Zasilanie

Zasilanie z sieci (zasilacz w komplecie z wagą)

#### Komunikacja

Łatwo dostępne porty komunikacyjne (2xUSB, RS232) oraz czwarty opcjonalny port komunikacyjny (Ethernet lub drugie złącze RS232), GLP i GMP z datą i godziną, funkcja transferu danych, zapis danych na dysku USB

#### Konstrukcja

Metalowa podstawa, górna część obudowy z ABS, szafka przeciwpodmuchowa wykonana ze szkła antystatycznego z uchylnymi drzwiczkami górnymi, osłona terminala, automatyczne drzwi dostępne w wybranych modelach

#### Zalety

Wewnętrzna autokalibracja AutoCal™, szybki czas stabilizacji, 4 bezdotykowe czujniki, wbudowany jonizator w modelach z automatycznymi drzwiczkami, wybór 14 języków menu, dostępne modele legalizowane, blokada oprogramowania, uchwyt przeciw kradzieżowy, wbudowany hak do ważenia podszalkowego, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej, wskaźnik przeciążenia i niedociążenia, funkcja auto standby



Model	M APP	AUTO DOOR	Zakres	Odczyt (d)	(e)	Szalka	Odważnik kal.	Nr ref.
EX125D			52g;120g	0,01mg; 0,1mg		Ø 80 mm	100g, E2	30218998
EX125DM	•		52g;120g	0,01mg; 0,1mg	1mg	Ø 80 mm	100g, E2	30139515
EX125			120g	0,01mg		Ø 80 mm	100g, E2	30218999
EX125M	•		120g	0,01mg	1mg	Ø 80 mm	100g, E2	30139516
EX225D			120g;220g	0,01mg; 0,1mg		Ø 80 mm	200g, E2	30219000
EX225DM	•		120g;220g	0,01mg; 0,1mg	1mg	Ø 80 mm	200g, E2	30139517
EX225D/AD		•	120g;220g	0,01mg; 0,1mg		Ø 80 mm	200g, E2	30219001
EX225DM/AD	•	•	120g;220g	0,01mg; 0,1mg	1mg	Ø 80 mm	200g, E2	30139518
EX225/AD		•	220g	0,01mg		Ø 80 mm	200g, E2	30219002
EX225M/AD	•	•	220g	0,01mg	1mg	Ø 80 mm	200g, E2	30139519

<b>Akcesoria</b>	<b>Nr ref.</b>
Jonizator ION-100A	30095929
Zestaw do wyznaczania gęstości	80253384
Szklany ciężarek do zestawu wyznaczania gęstości	83034024
Drukarka SF40A	30064202
Rolka papieru 57.2mm (2 szt.) do drukarki SF40A	12120799
Taśma barwiąca dla SF40A, SF42A	12120798
RS232 Kabel PC 9 Pin	00410024
Kabel, USB, A-B	83021085
Drugie złącze RS232	83021081
Złącze ethernetowe	83021082
Opcjonalny kabel do terminala (3m)	83021083
Dodatkowy wyświetlacz PAD7	80251396
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe (Cable & lock)	80850000
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe (Laptop lock)	80850043
Osłona terminala	83033633
Pokrowiec	30093334

