

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

D-Fruktoza
Gatunek: cz.d.a.
Nr kat. 114366103

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	biały krystaliczny proszek	
Tożsamość	wg przepisu	zgodny
Wygląd i zabarwienie roztworu	wg przepisu	zgodny
Woda	max. 0,2%	0,08%
Kwasowość	wg przepisu	zgodny
Pozostałość po prażeniu (j. SO ₄)	max. 0,05%	0,02%
Skręcalność właściwa	-93,5° – -91,0°	-91,0°
Chlorki (Cl)	max. 0,002%	0,002%
Siarczany (SO ₄)	max. 0,002%	0,001%
As (Arsen)	max. 0,00005%	<0,00001%
Ba (Bar)	wg przepisu	zgodny
Pb (Ołów)	max. 0,2 ppm	<0,1 ppm

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.