

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Lakmus

Nr kat. 215950806

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	ciemnoniebieskie granulki	
Rozpuszczalność (10mg/ml, woda)	nieprzezroczysty, ciemnoniebieski roztwór	
<u>Zmiana barwy w zakresie pH:</u>		
• czerwona	min. 4,5	zgodny
•	min. 8,3	zgodny

iebieska

Partia:

