

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Miedzi (II) chlorek 2hydrat

Gatunek: cz.

Nr kat. 426565403

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	niebiesko-zielone kryształy	
Zawartość	min. 98,0%	zgodny
Siarczany (SO ₄)	max. 0,01%	zgodny
As (Arsen)	max. 0,0002%	zgodny
Ca (Wapń)	max. 0,004%	zgodny
Fe (Żelazo)	max. 0,007%	zgodny
K (Potas)	max. 0,004%	zgodny

Partia: