

FIRMA



Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91

• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98

www.chempur.pl

chempur@chempur.pl

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Nadtlenek wodoru roztwór 60%

Gatunek: sp. cz.

Nr kat. 618851935

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość	60,0% ± 1,0%	59,9%
Gęstość (18°C)	ok. 1,24g/ml	1,24g/cm ³
Stabilność	min. 96,0%	zgodny
Wolne kwasy (j. H ₂ SO ₄)	max. 0,001%	0,0006%
Chlorki (Cl)	max. 0,0001%	0,0001%
Siarczany (SO ₄)	max. 0,0001%	0,00006%
Ag (Srebro)	max. 0,00001%	0,000009%
Al (Glin)	max. 0,00001%	0,000001%
B (Bor)	max. 0,000001%	0,000001%
Bi (Bizmut)	max. 0,000005%	0,000002%
Co (Kobalt)	max. 0,00001%	0,000003%
Cu (Miedź)	max. 0,00001%	0,000004%
Fe (Żelazo)	max. 0,00001%	0,00001%
Mn (Mangan)	max. 0,00001%	0,000003%
Ni (Nikiel)	max. 0,00001%	0,000001%
P (Fosfor)	max. 0,0001%	0,00005%
Pb (Ołów)	max. 0,00001%	0,00001%
Si (Krzem)	max. 0,001%	brak
Sn (Cyna)	max. 0,00001%	0,000006%

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.