

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Potasu nadsiarczan

Gatunek: cz.d.a.

Nr kat. 117457210

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Zawartość	min. 99,0%	99,6%
Chlorki (Cl)	max. 0,005%	0,003%
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,005%	0,0001%
Fe (Żelazo)	max. 0,002%	0,0002%
Mn (Mangan)	max. 0,0005%	0,0003%

Partia:

CHEMPUR®