

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **2-propanol roztwór 90%** 2-propanol solution 90%

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	90 ± 1%	zgodny
Gęstość (20°C)	ok. 0,818 g/cm <sup>3</sup>	zgodny
Woda	ok. 10%	zgodny
Zawartość metanolu w odniesieniu do propanolu-2	max. 0,05%	zgodny
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: