

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Sodu wodorotlenek roztwór
mianowany 0,25 mol/dm³ (0,25N)**
(z odniesieniem do SRM z NIST)
Nr kat. 810953213

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Miano roztworu (20°C)	0,249– 0,251 mol/dm ³	0,2501 mol/dm ³

Partia:

Stężenie jest wyznaczane względem wzorca posiadającego odniesienie do standardowych materiałów referencyjnych NIST.