

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Sodu wodorotlenek roztwór 1% cz.

Sodium hydroxide solution 1% pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	$1 \pm 0,1\%$	zgodny
Węglan sodu (Na_2CO_3)	max. 0,15%	zgodny
Ołów (Pb)	max. 0,002%	zgodny
Żelazo (Fe)	max. 0,001%	zgodny
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: