

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91
• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

tri-Amonu cytrynian

Gatunek: cz.

Nr kat. 421352008

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	białe lub szare kryształy	
Zawartość	min. 96,0%	zgodny
pH (10%, H ₂ O)	6,5 – 7,5	zgodny
Substancje nierozpuszczalne w wodzie	max. 0,01%	zgodny
Pozostałość po prażeniu (j. SO ₄)	max. 0,05%	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,005%	zgodny
Siarczany (SO ₄)	max. 0,01%	zgodny
Fosforany (PO ₄)	max. 0,005%	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,001%	zgodny
Ca (Wapń)	max. 0,02%	zgodny
Fe (Żelazo)	max. 0,002%	zgodny

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.