

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Wodzian chloralu

Nr kat. 142234208

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
pH (10%)	4,0 – 5,5	zgodny
Pozostałość po prażeniu (SO ₄)	max. 0,1%	zgodny
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,15%	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,01%	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,01%	zgodny

Partia:

CHEMPUR®

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.