

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Wskaźnik mieszany 4,5
według Mortimera
Nr kat. 298871802

Odbiorca: SYLCHEM BYDGOSZCZ
Seria: 200805274
Data nadania serii: 08/2020
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	czerwona, klarowna ciecz	
pH roztworu (20°C)	4,5 – 5,0	zgodny
Zmiana barwy w zakresie pH	4,3 – 5,2 (czerwona → niebieska)	zgodny

Partia:



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.