

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a

NIP 653-000-89-98

www.chempur.pl

chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91

• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Wskaźnik uniwersalny w płynie

Nr kat. 298871708

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

	WYMAGANIA	WYNIK
Skład	wg przepisu	zgodny
Zmiana barwy w zależności od pH:		
•		
H 0 – 3	barwa czerwona	zgodny
•		
H = 4	barwa pomarańczowo-czerwona	zgodny
•		
H = 5	barwa pomarańczowa	zgodny
•		
H = 6	barwa żółta	zgodny
•		
H = 7	barwa żółto-zielona	zgodny
•		
H = 8	barwa zielono-niebieska	zgodny
•		
H = 9	barwa niebieska	zgodny
•		
H = 10	barwa fioletowa	zgodny
•		
H 11 – 14	barwa czerwono-purpurowa	zgodny

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.