

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Zieleń bromokrezolowa
roztwór alkoholowy 1%
Nr kat. 218988108

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Zawartość	ok. 10 g/l	zgodny
<u>Zmiana barwy w zakresie pH:</u>		
• żółta	min. 3,8	zgodny
• niebieska	min. 5,4	zgodny
Jednorodność chromatogr. (TLC)	wg przepisu	zgodny

Partia:



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.