

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Zieleń brylantowa

Nr kat. 128988502

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Zawartość barwnika	ok. 90%	zgodny
Maksimum absorpcji	628 – 631nm	zgodny

Partia:



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.