

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Złoże jonowymienne LEWATIT®
MonoPlus M500 (anionit)
Nr kat. 524911997

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	jasnożółty, półprzezroczysty	
Zakres wielkości ziarna	$0,61 \pm 0,05\text{mm}$ min. 90,0%	zgodny
Gęstość nasypowa	$670\text{kg/m}^3 (\pm 5\%)$	zgodny
Współczynnik jednorodności	max. 1,1	zgodny
Ciężar właściwy	1,08 ca. g/ml	zgodny
Zawartość wody	50,0% – 60,0%	zgodny
Całkowita zdolność wymienna	min. 1,2 eq/l	zgodny
Pęczniecie $\text{Cl}^- \rightarrow \text{OH}^-$	max. 22,0%	zgodny
Stabilność (zakres pH)	0 – 14	zgodny

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.