

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Złoże jonowymienne LEWATIT®
MonoPlus S108 (kationit)- odporne
na działanie alkoholi
Nr kat. 524911993

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	brązowy, półprzezroczysty	
Zakres wielkości ziarna	0,15 – 0,30 mm	zgodny
Forma	SO ₃ H ⁺	zgodny
Gęstość nasypowa	840kg/m ³ (±5%)	zgodny
Współczynnik jednorodności	1,05 ± 0,05	zgodny
Ciężar właściwy	1,30 ca. g/ml	zgodny
Zawartość wody	41,0% – 46,0%	zgodny
Całkowita zdolność wymienna	min. 2,2 eq/l	zgodny
Pęcznienie Na ⁺ → H ⁺	10 ca. %	zgodny
Stabilność (zakres pH)	0 – 14	zgodny

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.