

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Żelaza(III) chlorek roztwór ok. 30%

Gatunek: ocz.

Nr. kat. 529041507

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	brązowa, brunatna ciecz	
Zawartość	ok. 30,0%	zgodny
Gęstość (20°C)	ok. 1,291 g/cm ³	zgodny

Partia:



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.