

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Żelaza (II) chlorek 4 hydrat

Gatunek: cz.
Nr kat. 429041809

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	jasnozielone kryształy	
Zawartość	min. 98%	zgodny
Siarczany (SO ₄)	max. 0,05%	zgodny
As (Arsen)	max. 0,001%	zgodny
Cu (Miedź)	max. 0,01%	zgodny
Pb (Ołów)	max. 0,01%	zgodny
Partia:		

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.