

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Żelaza (II) chlorek 4 hydrat

Gatunek: cz.d.a.
Nr kat. 119041809

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	jasnozielone kryształy	
Zawartość	min. 99%	99,00%
Siarczany (SO ₄)	max. 0,02%	0,015%
As (Arsen)	max. 0,0005%	0,0004%
Cu (Miedź)	max. 0,005%	0,004%
Pb (Ołów)	max. 0,005%	0,004%®

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.