

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Żel wskaźnikowy 2 – 7mm
Nr kat. 159055808

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wilgoć	max. 3,0%	1,3%
Uziarnienie	2 – 7mm	zgodny
Gęstość nasypowa	650 – 800g/l	764g/l

Aktywność dynamiczna:

- przy 40% wilgotności względnej min. 20,0% 22,8%

Aktywność statyczna:

- przy 20% wilgotności względnej 8,0% – 13,0% 8,8%
- przy 35% wilgotności względnej 13,0% – 20,0% 14,3%
- przy 50% wilgotności względnej 20,0% – 25,0% 22,5%

Partia:

Żel nie jest barwiony związkami kobaltu.

Może zawierać pojedyncze ciemnoniebieskie lub zielone kulki żelu.

Nie wpływa to na jakość produktu.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.