

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91
• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Żółcień dimetylowa

Nr kat. 219089707

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	żółty krystaliczny proszek lub płatki	
Temperatura topnienia	114°C – 117°C	zgodny
Rozpuszczalność w etanolu	wg przepisu	zgodny
Czułość	wg przepisu	zgodny
Jednorodność chromatograficzna	wg przepisu	zgodny
Pozostałość po prażeniu (j. SO ₄)	max. 0,25%	zgodny
Zakres zmiany barwy	pH 2,9 – 4,0 (czerwona - żółta)	zgodny
<u>Molowy współczynnik absorpcji:</u>		
E (etanol, λ = 400 – 420nm)	min. 2600	zgodny

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.