

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Żółcień tytanowa

Gatunek: wskaźnik
Nr kat. 219094007

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
<u>Zakres zmiany barwy:</u>		
pH 12,0	żółty	zgodny
pH □ 13,0	brązowo-żółty	zgodny
<u>Absorbancja (1%, 1 cm):</u>		
397 – 407nm	min. 250	zgodny

Partia:

