

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Roztwór buforowy do uwalniania-koncentrat pH 7,5 fosforanowy Buffer solution pH 7,5 for release

W rozcieńczonym w stosunku 1:25 koncentracje:

| | |
|-------------------|---------------------------|
| pH | 7,503 |
| Dokładność | ± 0,05 |
| Wygląd zewnętrzny | ciecz klarowna, bezbarwna |

POMIAR WYKONANO W TEMPERATURZE 20°C

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: