

## Karta katalogowa

print date: 2025-10-27


## Sterylizator Przelotowy SRWP 115 Smart



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

### Atuty sterownika Smart:

- 4,3 ", przejrzysty, kolorowy ekran dotykowy
- LAN, port USB do przesyłania danych
- wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy
- alarm wizualny i dźwiękowy
- pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów
- możliwość obsługi w rękawiczkach lateksowych
- rejestr zdarzeń
- instrukcja obsługi do bezpośredniego pobrania ze sterownika na pamięć USB
- Quick Change - szybka zmiana parametrów programu
- Alarm Bar - pasek alarmowy



Smart - ekran podglądowy

**DANE TECHNICZNE**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| obieg powietrza               | wymuszony                    |
| pojemność komory [l]          | 105                          |
| pojemność użytkowa komory [l] | 105                          |
| sterownik                     | mikroprocesorowy PID         |
| wyswietlacz                   | 4,3" kolorowy panel dotykowy |

**TEMPERATURA**

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| zakres temperatury pracy [°C]     | 5°C powyżej temperatury otoczenia ... +250°C      |
| regulacja temperatury co ... [°C] | 0,1                                               |
| zabezpieczenie temperaturowe      | klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.1 (opcja) |

**KOMORA**


|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| drzwi                   | pełne                                                  |
| <b>materiał komory</b>  |                                                        |
| Smart                   | kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301          |
| IG Smart                | IG Smart kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301 |
| <b>materiał obudowy</b> |                                                        |
| Smart                   | blacha malowana proszkowo                              |
| IG Smart                | stal nierdzewna strukturalna (len)                     |

**wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/**

|             |     |
|-------------|-----|
| szerokość A | 680 |
| wysokość B  | 950 |
| głębokość C | 710 |

**wymiary komory [mm]**

|             |      |
|-------------|------|
| szerokość D | 460  |
| wysokość E  | 540  |
| głębokość F | 430  |
| głębokość G | 550  |
| wysokość H  | 1500 |



|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| ilość półek (standard   max)                | 2   7 |
| maksymalne obciążenie półki [kg] /2/        | 10    |
| - wersja wzmocniona półki (PW) [kg] /3/     | 50    |
| maksymalne obciążenie urządzenia [kg]       | 60    |
| - wersja wzmocniona urządzenia (W) [kg] /4/ | 120   |
| waga urządzenia [kg]                        | 65    |

## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| zasilanie                     | 230V 50/60Hz         |
| moc znamionowa urządzenia [W] | 2500                 |
| gwarancja                     | 24 miesiące          |
| producent                     | POL-EKO <sup>®</sup> |

powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)

\* - stabilność mierzona w geometrycznym środku komory; jednorodność (K) obliczona dla komory jako:

$K = \pm (T \text{ średnie maks.} - T \text{ średnie min.}) / 2$


1 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego 50mm

2 - przy równomiernym obciążeniu całej powierzchni

3 - półka wzmocniona

4 - wersja wzmocniona

## OPCJE I AKCESORIA




Numer zamówienia: \*/A

drzwi z oknem wizyjnym




Numer zamówienia: \*/P INOX

Półka druciana ze stali nierdzewnej INOX




Numer zamówienia: \*/PP

półka perforowana



Numer zamówienia: \*/PW

półka wzmocniona



Numer zamówienia: KUW GN\*/\*

kuweta ze stali nierdzewnej



Numer zamówienia: OWW/OWW LED

oświetlenie wewnętrzne



Numer zamówienia: HEPA

Filtr powietrza HEPA




Numer zamówienia: LabDesk

oprogramowanie LabDesk



Numer zamówienia: BRT\*/L IQ/OQ/PQ

wzorcowanie oraz kwalifikacje IQ, OQ, PQ



Numer zamówienia: \*/3.1

zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1 zgodnie z DIN 12880



Numer zamówienia: KD

Kontrola dostępu



Numer zamówienia: RFID LOCK (SMART)

RFID LOCK (SMART)




Numer zamówienia: BPP 12

baterijne podtrzymywanie pracy wyświetlacza




Numer zamówienia: PORT ALARM

port alarmowy




Numer zamówienia: LANK

Kabel LAN



Numer zamówienia: OCZ/20

Niestandardowy otwór do wprowadzania czujnika temperatury 20 mm



Numer zamówienia: OCZ/30

Otwór do wprowadzania czujnika temperatury 30 mm



Numer zamówienia: OCZ/60

Niestandardowy otwór do wprowadzania czujnika temperatury 60 mm



Numer zamówienia: OCZ/100

Niestandardowy otwór do wprowadzania czujnika temperatury 100 mm