


Aby pobrać certyfikat do produktów **Honeywell**, należy:

1. wejść na stronę: <https://www.lab-honeywell.com/coa/>
2. w okienku 'Enter Product Number' wpisać kod katalogowy produktu, a w okienku 'Enter Lot Number' numer serii podany na opakowaniu/dokumentie WZ i kliknąć **SUBMIT**



SEARCH

Enter Product Number:
34488

Enter Lot Number:
szbg296mh

SUBMIT RESET


SEARCH RESULT

Lot#_Product#	Download / View
SZBG296MH_34488	Download / View

Product Label Diagram

Product/Catalog Number is located at number 2

3. pod spodem, pod wyrażeniem 'SEARCH RESULT' zostanie wyświetlony link do pliku pdf z atestem, który można zapisać na dysku lub drukować bezpośrednio z otwartego okna



Page: 1

Honeywell
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH
Wunstorferstrasse 40
Seelze, 30926
Telefon: +49 5137 8238-0
www.lab-honeywell.com

Brand: Honeywell Riedel-de Haën™
Product: 34488
Lot No: SZBG296MH
Production date: 22.Oct.2016
Best before: 12.Oct.2018

Dichloromethane for pesticide residue analysis, stabilized

Parameter	Specification	Units	Result	Units
assay (GC)	min. 99.8	%	99.9	%
non-volatile matter	max. 0.0005	%	<0.0005	%
water (Karl Fischer)	max. 0.02	%	0.001	%
suitability for residue analysis	max. 5	ng/l	<5	ng/l

QC Release Date: 03.Nov.2016