

Ponieważ
lepsze wykrywanie
oznacza
lepszą ochronę



Przedstawiamy system sanitarny LuciPac A3

Higiena środowiska ma krytyczne znaczenie dla zapobiegania infekcjom. Niedostateczny poziom higieny może powodować powstawanie błon biologicznych i pozostawianie resztek żywności, które mogą stanowić pożywkę dla oportunistycznych patogenów. To dlatego Kikkoman opracował nowy, innowacyjny test do monitorowania poziomu higieny, który zapewnia skuteczniejsze wykrywanie i większą czułość. Jego chroniona patentem technika A3 sprawdziła się przy wykrywaniu pozostałości i mikroorganizmów, które inne systemy pomijają. Jest tak łatwy i szybki w użyciu, jak konwencjonalne testy, jednak jego zaawansowana chemia zapewnia najwyższą skuteczność wykrywania.



Zobacz, czego Ci brakowało.



LuciPac™ A³

kikkoman® 

Bakterie nie mają się gdzie ukryć.



A3 – zaawansowana chemia

Niezależnie od tego, czy skażenie pochodzi z krwi, błon biologicznych, bakterii lub płynów ustrojowych, ATP jest uznanym testem do weryfikacji stopnia czystości. Jednak ATP może być niestabilny i może się rozpaść – na ADP i AMP. Testy wykrywające tylko ATP nie dają zatem pełnego obrazu i nie można polegać na fałszywych negatywnych wynikach. Technika A3 wykrywa ATP+ADP+AMP dzięki zaawansowanej skuteczności wykrywania. Wykrywa perfekcyjnie.


Niewiarygodnie łatwy w obsłudze. Niewiarygodnie skuteczny.

Techniki A3 używa się w taki sam sposób, jak konwencjonalnych wacików ATP. Wystarczy pocierać wacikiem powierzchnie, jak dotychczas. Jednak dzięki innowacyjnej chemii techniki A3, możesz korzystać ze znacznie większej czułości.

Znajdź, czego inni nie znajdują.


Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami lub odwiedź naszą stronę internetową **KikkomanA3.com**. I zobacz, dlaczego nie ma wyższego stopnia czystości, niż czystość A3.

Stan sanitarny - stal nierdzewna



Odczyt ATP spada poniżej poziomu działania zanim zostanie osiągnięty poziom sanitarny.

Zaawansowana chemia



HyServe

HyServe GmbH & Co. KG.

Hechenrainer Str. 24, 82449 Uffing, Germany

www.hyserve.com info@hyserve.com

Tel + 49 (0) 8846-1344 Fax + 49 (0) 8846-1342

146PLL171001

kikkoman®