

Załącznik 1

Środki zalecane do mycia i dezynfekcji powierzchniowej wyrobów
powłok DURAcare

L.P.	NAZWA PREPARATU	SPEKTRUM DZIAŁANIA	OBSZAR ZASTOSOWAŃ	PRODUCENT / DYSTRYBUTOR
1	Desprej	B, F, Tbc	Preparat do dezynfekcji	BOCHEMIE Dystrybutor: Bochemie Poland Sp. z o.o. ul. Plonów 21 41-200 Sosnowiec +48 32 608 22 33 +48 32 353 83 52 bochemie@bochemie.pl
	Desam Effekt	B, F, V, Tbc	Preparat do dezynfekcji	
2	Meliseptol	B, F, V, Tbc	Preparat do dezynfekcji	B/BRAUN Dystrybutor: Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64 – 300 Nowy Tomyśl tel.: (061) 44 20 100 fax: (061) 44 23 936 e-mail: info@chifa.com.pl http://www.chifacom.pl
	Melisept SF	B, F, V, Tbc	Preparat do dezynfekcji	
3	Lysoformin Spezial	B, F, V	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	LYSOFORM DR H. ROSEMANN GmbH Dystrybutor: MEDILAB Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60 15 – 531 Białystok tel.: (085) 74 79 300 fax: (085) 74 79 301 http://www.medilab.pl
	Lysoformin 3000	B, F, V, Tbc	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	
	Lysoformin Plus-Schaum	B, F, V, Tbc	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	
	Fugaten-Spray	B, F, V, Tbc	Preparat do dezynfekcji	
	Hospisept-Tuch	B, F, V, Tbc	Chusteczki do dezynfekcji	
4	Descosal	B, F, V, Tbc	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	Dr SCHUMACHER GmbH Dystrybutor: MEDIM Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 5

L.P.	NAZWA PREPARATU	SPEKTRUM DZIAŁANIA	OBSZAR ZASTOSOWAŃ	PRODUCENT / DYSTRYBUTOR
	Descosept	B, F, V, Tbc	Preparat do dezynfekcji	02 – 375 Warszawa tel.: (022) 57 09 000 fax: (022) 57 09 001 e-mail: medim@medim.pl
	Descosept AF	B, F, V, Tbc	Preparat do dezynfekcji	
5	Neoblack		Preparat do pielęgnacji powierzchni ze stali szlachetnej	Dr WEIGERT Dystrybutor: DR WEIGERT POLSKA Sp. z o.o. ul. Francuska 18 03 – 906 Warszawa tel.: (022) 616 02 23 (31) fax: (022) 617 81 21 e-mail: office- _pl@drweigert.com http://www.drweigert.com.pl
	Neoform D Spray	B, F, V, Tbc	Preparat do dezynfekcji	
	Dekonta + TN	Zgodnie z informacją producenta	Preparat do mycia mechanicznego i dezynfekcji sprzętu wykonanego w wersji „DO DEZYNFEKCJI W KOMORACH”	
6	Incidin Liquid Spray	B, F, V, Tbc	Preparat do dezynfekcji	ECOLAB GmbH & Co. OHG Dystrybutor: Ecolab Sp z o.o. ul. Opolska 100 31 – 323 Kraków tel.: (012) 26 16 100 fax: (012) 26 16 101 http://www.ecolab.com
	Incidin Plus	B, F, V, Tbc	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	
	Incidin Foam	B, F, V, Tbc	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	
	Incidur Spray	B, F, V, Tbc	Preparat do dezynfekcji	
	Incidin Active	B, F, V, Tbc, S	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	
	Incidin Extra N	B, F, V, Tbc	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	
	Incidin Oxydes	B, F, V	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	

L.P.	NAZWA PREPARATU	SPEKTRUM DZIAŁANIA	OBSZAR ZASTOSOWAŃ	PRODUCENT / DYSTRYBUTOR
	Incidin Pro	B, F, V, Tbc	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	
	Incidin Rapid	B, F, V, Tbc, S	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	
	Incides N	B, F, V, Tbc	Chusteczki do mycia ręcznego i dezynfekcji	
	Sani-Cloth Active	B, F, V, Tbc	Chusteczki do mycia ręcznego i dezynfekcji	
	Virufen	B, F, V, Tbc	Preparat do dezynfekcji	
	Eltra	B, F, V, Tbc	Preparat do prania	
	Dermasil Perfect z Ozonitem	B, F, V, Tbc	Preparat do prania	
7	Virkon	B, F, V	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	NATURAN Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01 – 793 Warszawa tel.: (022) 63 39 559 fax: (022) 63 39 336 e-mail: naturan@naturan.com.pl http: www.naturan.com.pl
	Mikrozid Liquid	B, F, V, Tbc	Preparat do dezynfekcji	SCHULKE & MAYR GmbH Dystrybutor: HIGIENA Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01 – 793 Warszawa tel.: (022) 568 22 02 – 03 fax: (022) 568 22 04 http: www.higienna.org.pl
	Perform	B, F, V, Tbc, S	Preparat do dezynfekcji	
9	Aldewir	B, F, V	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	Farmaceutyczno – Chemiczna Spółdzielnia Pracy SEPTOMA Sp.zo.o. ul. Reymonta 28 05 – 091 Ząbki k/ Warszawy tel. / fax: (022) 781 68 70 e-mail: septoma@unet.pl http: www.septoma.pl
10	Apesin Spray	B, F, V	Preparat do dezynfekcji	TANA – CHEMIE GmbH Dystrybutor:

L.P.	NAZWA PREPARATU	SPEKTRUM DZIAŁANIA	OBSZAR ZASTOSOWAŃ	PRODUCENT / DYSTRYBUTOR
	Apesin AP 300	B	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	Werner & Mertz Polska Sp. z o.o. ul. Okólna 40 05 – 270 Marki k/Warszawy tel.: (022) 77 14 671 fax: (022) 77 14 673
	Apesin Combi DR	B, F, V, Tbc	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	
11	Minuten Spray	B, F, V, Tbc	Preparat do dezynfekcji	ALPRO Dystrybutor: P. Chmielowski ul. Żwirki i Wigury 37 / 19 43 – 190 Mikołów e-mail: piotr-chmielowski@poczta.wp.pl http: www.alprodenatal.pl
12	Anios D.D.S.H.	B, F, V, Tbc	Preparat w pianie do mycia ręcznego i dezynfekcji	Laboratoires ANIOS – Francja Dystrybutor: MEDILAB Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60 15 – 531 Białystok tel.: (085) 74 79 300 fax: (085) 74 79 301 http: www.medilab.pl
	Surfanios Lemon Fresh MD	B, F, V, Tbc	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	
	Aniospray Quick	B, F, V, Tbc	Preparat do dezynfekcji	
	Anioxy-Spray WS	B, F, V, Tbc, S	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	
	Surfa'Safe	B, F, V, Tbc	Preparat w pianie do mycia ręcznego i dezynfekcji	
	Wip'Anios	B, F, V, Tbc	Chusteczki do mycia ręcznego i dezynfekcji	
13	Descogen	B, F, V, Tbc, S	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	ANTISEPTICA Dystrybutor: Antyseptyka F.H.U. Kastrau Sp.j. ul. Mickiewicza 33 11 – 300 Biskupiec tel.: (089) 715 45 32 fax: (089) 715 33 71 e-mail: biuro@antyseptyka.pl http: www.antyseptyka.pl
	Biguacid S	B, F, V	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	
	Biguacid Plus	B, F, V, Tbc	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	

L.P.	NAZWA PREPARATU	SPEKTRUM DZIAŁANIA	OBSZAR ZASTOSOWAŃ	PRODUCENT / DYSTRYBUTOR
	Big Spray Neu	B, F, V, Tbc	Preparat do dezynfekcji	
	Antiseptica Kombi Spray	B, F, V, Tbc	Preparat do dezynfekcji	
	Acrylan	B, F, V	Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji	
	Descocid	B, F, V, Tbc	Preparat do dezynfekcji	

♦ Spektrum działania: B – bakterie F – grzyby V – wirusy Tbc – prątki gruźlicy S – spory

nie ponosimy odpowiedzialności za bieżącą aktualizację spektrum działania jak również za oddziaływanie tych środków na otoczenie, w szczególności na zdrowie człowieka i środowisko – odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą producenci przedmiotowych środków